



Vertrieb
Deutschland


STARBOARD + EXTENSION

Die STARBoard + Extension von Adept Medical ist die unerreichte Lösung für radiale Zugangsverfahren in der interventionelle Radiologie, bei denen der Arzt auf der linken Seite des Patienten steht.

Diese Lösung, die mit der Hilfe von klinischem Feedback konzipiert wurde, unterstützt und sorgt für optimale Positionierung des linken Armes eines Patienten während der trans-radialen Angiographie, der Revaskularisierung oder anderer endovaskulärer Interventionsverfahren.

Der STARBoard positioniert den Arm des Patienten vom Tisch wegzeigend, und die Extension unterstützt den Übergang von der radialen Zugangsstelle auf den drapierten Trolley.

Aus Kohlefaser gefertigt, extrem leicht, stark, sowie mit exzellenter Strahlungsdurchlässigkeit und Haltbarkeit.



HAUPTMERKMALE

Klinisches Design

Passend für alle Tische


Schneller Aufbau

Einfache Positionierung

Strahlungsdurchlässig

Kohlefaser

Komfortabel für den
Patienten



ERGONOMISCH

Die Hauptfunktion des STARBoards ist die Möglichkeit, das Handgelenk des Patienten in einer ausgestreckten Position zu präsentieren, während der Zugang gelegt wird und es dann einfach in eine entspanntere, medial gedrehte Position für die Dauer des Vorgangs zu verschieben.

Hergestellt aus Kohlefaser für eine hohe Festigkeit, Strahlungsdurchlässigkeit und Haltbarkeit. STARBoard ist extrem leicht und kompakt.



ANPASSBAR

Mit seinen clever gestalteten Kugellagern und Schiebegelenken, können die Teile sich drehen und gleiten und ausreichend Kraft in den eingestellten positionen angewandt werden.

EXTENSION



Die STARBoard Extension überträgt Ihren Führungsdraht von der radialen Zugangsstelle zu Ihrem drapierten Trolley. Es kann als eigenständiges Einzelteil oder mit dem STARBoard gekauft werden



SPEZIFIKATIONEN

L 93.5 x W 45 x H 22.5cm

Gewicht: 1kg

Materialien: Strahlungsdurchlässig

Kohlefaser und Kunststoff

Hell + Co. GmbH

Am Käswasen 12 · 91456 Diespeck

Tel.: 0 91 61/66 33 97-0 · Fax: 0 91 61/96 57

info@hellco-gmbh.de · www.hellco-gmbh.de

Bestellinformationen:

STARBoard + Extension AM 0100

Art.-Nr. 899990180